


Тип документа	Правила					Страница 1 из 4
Назначение	Весь медицинский и административный персонал ТОО «В.В.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	ОПЕР-БЗ/3	Редакция	001	
Название	ПРАВИЛА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ					
Разработано	Менеджер по АХЧ	Еникеев М.М.				
Согласовано	Руководитель Операционного отдела	Бейсекова Д.Т.				
Подписано	Исполнительный директор	Копцев М.В.				
Утверждено	Приказом Исполнительного директора ТОО «В.В.NURA» № 43/1 от 17.10.2018 г.					
К внедрению с	17.10.2018 г.					

1. Цель

Настоящие Правила по электробезопасности устанавливают требования на соблюдение правил пользования электро-мед-оборудованием.

2. Область применения

Правила по электробезопасности регламентирует правила (требования) на соблюдения Правил при пользовании и эксплуатации электро-мед-оборудования, распространяется на работников ТОО «В.В.NURA» (далее –Компания).

Правила по электробезопасности

Для обеспечения соблюдения правил по электробезопасности и исключения фактов поражения электрическим током лиц, не связанных с наладкой, ремонтом электро-мед-оборудования, персонал Компании должен соблюдать следующие правила:

- перед началом работы с электрооборудованием, электроприборами необходимо убедиться в исправности всех приборов, оборудования, розеток, электропроводов, электровилок, удлинителей электропроводов;
- ознакомиться с Правилами безопасной эксплуатации электро-мед-оборудования от заводо-изготовителей;
- проверить наличие диэлектрического коврика под ногами у электрооборудования, наличия защитного заземления, если заводом изготовителем предписано обязательное наличие при эксплуатации;
- проверить исправность освещения рабочего места у электрооборудования и приборов.
- не включать в одну розетку (удлинитель) два электронагревательных прибора;

При обнаружении оголенных (оторванных) электрических проводов, немедленно отключить электроприбор (оборудование) и сообщить об этом электромонтеру, не приступать к работе с электроприбором до устранения неисправностей.

Во время работы с электро-мед-оборудованием, электроприборами бытового назначения будьте внимательны при включении, работе и отключении приборов и оборудования:

- не касайтесь открытых частей электроприборов и оборудования, вращающихся деталей;
- не наступайте, не касайтесь проводов, кабелей, электроустановок, электроприборов;
- находясь около электроприборов не допускайте действий, которые могут привести к повреждению электропроводов, приборов оборудования;
- включайте и выключайте электроприборы только сухими руками во избежание поражением током, одновременно одной рукой придерживая сам корпус розетки, другой рукой вынимая вилку шнура от электроприбора.

Ремонтировать и подключать электроустановки имеет право только электрик.

В случае возникновения в процессе работы неисправностей в электрооборудовании – вызовите электрика.

По окончании работы электроприборы бытового назначения, электро-мед-оборудование необходимо отключить от питающей сети, за исключением электро-мед-оборудования, предназначенных для круглосуточной работы.

- Не оставляйте включенными приборы и оборудование, если закончена работа.
- Если в процессе работы были неисправности в электрооборудовании, приборах, необходимо сделать соответствующую запись в журнале заявки электрика, в журнале сдачи смены.
- Если прибор, электрооборудование не работает – предупредите окружающих и вывесите табличку – «Не включать» либо «Не работает».

Если в результате аварийной ситуации, несчастного случая человек попал под напряжение - немедленно отключить электроприбор, электрооборудование соответствующим рубильником, вызвать дежурного электрика, представителей администрации.

- Освободить пострадавшего от поврежденного электрооборудования, электропровода применяя диэлектрические перчатки, сухую палку, сухое белье и т. д.
- При освобождении пострадавшего не касайтесь открытых участков тела, так как можно попасть под напряжение.
- После освобождения от электрического тока пострадавшего, немедленно оказать доврачебную помощь, вызвать скорую помощь.

Лист ознакомления

№ п / п	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись
1	Балтабай И.Б.	менеджер-аналитик		И.Б.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				